

Istruzioni per la raccolta di sangue ~ pink or blue® Il primo test di sesso **pagina 1**

Istruzioni per la raccolta di sangue ~ pink or blue® (rosa o blu) Il primo test di sesso

pink or blue® (rosa o blu)

Il primo test di sesso

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DEL SANGUE

ATTENZIONE: QUESTO TEST È BASATO SULLA RILEVAZIONE DI DNA SPECIFICO MASCHIO ED È MOLTO SENSIBILE. NON LASCI CHE UN'INDIVIDUO MASCHIO SPECIFICA MASCHIO MANEGGI LA SCHEDA DI SANGUE NÈ AIUTI IN NESSUN MODO CON LA RACCOLTA DEL CAMPIONE.

Domande: Chiami al 1-866-6-WHAT-R-U (1-866-694-2878)

Esperti di sostegno di salute disponibili:

Giorni della settimana 8:00 am - 5:00 pm PST Weekend 10:00 am - 4:00 il pm PST

O visiti il nostro website 24/7 per le risposte alle domande comuni.

© 2006 Consumer Genetics Inc.

www.tellmepinkorblue.com

Legga le istruzioni completamente prima di raccogliere il vostro campione di sangue.

Precauzioni e limitazioni

Fallimento di seguire tutte le istruzioni può avere un effetto l'accuratezza dei risultati del test. ❖ Dopo aver raccolto il vostro campione di sangue non immagazzinate il campione a o superiore a 50 gradi di C o a 122 gradi di F per più di 12 ore. ❖ Questo test non è inteso per l'uso degli emofiliaci o quelle persone che prendono medicazioni che diluiscono il sangue (anticoagulanti). ❖ Usi le lancette fornite su soltanto un individuo per il corredo della prova. Non utilizzi mai una lancetta che sia stato usata da un'altra persona. Mantenga fuori portata dei bambini. Le lancette possono essere scartate come rifiuti normali.

❖ **CONTENUTO DEL CORREDO:**

- ✓ Istruzioni per la raccolta di sangue
- ✓ Formulario di autorizzazione del laboratorio e controllo di reclamo
- ✓ Il test di gravidanza
- ✓ Lancette caricate a molla
- ✓ Spolverate preparative di alcool
- ✓ Sacchetto di ritorno del campione di sangue (che contiene la scheda della raccolta di sangue di FTA)
- ✓ Busta preindirizzata e prepagata

1. PREPARI IL CORREDO

Rompa il sigillo e con attenzione tiri il vassoio del corredo dalla scatola del corredo e mettilo su una superficie asciutta e pulita.

Se non ha confermato la sua gravidanza, per favore confermla con il test di gravidanza inclusa. Segua le istruzioni con il pacchetto del test.

Lavisi completamente le mani con sapone ed asciugarsi su un asciugamano di carta. I asciugamani del panno di casa possono avere contaminazione per il DNA maschio.

Distendi le lancette, i bastoncini cotonati di alcool e le fascette. Rimuova la scheda dell'accumulazione di sangue (“Blood Collection Card”) dal sacchetto e mettila su una superficie pulita.

2. RIMUOVA LA PROTEZIONE DALLA LANCETTA

Ci sono due tipi di lancette, quella nera e arancione marcato “Low Flow” [flusso basso] (2-3 gocce) e quella rosa e blu marcato “Med Flow” [flusso medio] (4-5 gocce). Con la maggior parte della gente, il “Low Flow” (flusso basso) è sufficiente per questo test di sesso. Tuttavia, se ha difficoltà ottenere sufficiente sangue raccolto sulla scheda, dovrebbe utilizzare la lancetta di “Med Flow” (flusso medio). Torca la protezione di plastica dalla lancetta e scartila. Una volta che la protezione sia rimossa non tocchi la superficie esposta della lancetta fino a che Lei sia pronta per usare.

3. SCELGA IL DITO

Scelga il dito medio, l'anulare, o il dito piccolo di sua mano non dominante. Dovrebbe essere pulita e calda.

Strofina insieme le mani per 10 secondi e poi permetta che il braccio con il dito selezionato si fermi sul suo lato per 30 secondi. Levarsi in piedi può anche aiutare più facilmente il suo flusso di sangue.

4. PULISCA IL DITO

Apra il bastoncino cotonato dell'alcool e stacchi e elimina la spolverata. Selezioni una zona sul dito, preferibile il lato del dito in cui la pelle è meno dura. Pulisca la zona selezionata strofinando contro la spolverata. Lasci che l'alcool sul dito si asciughi completamente prima di continuare.

5. PREMI SALDAMENTE LA LANCETTA SUL DITO

Tenendo la lancetta ferma contro la zona selezionata sul suo dito, premi il tasto del rilascio fino a che clicchi. È possibile che Lei senti una puntura quando la lancetta è lanciata. Osservi il dito per vedere se il sangue sta scorrendo dalla puntura. Può darsi che la puntura non sia apparente inizialmente. Può essere necessario massaggiare il dito dalla base fino al punto della puntura per produrre la prima goccia di sangue.

6. MASSAGGI DELICATAMENTE IL BRACCIO, LA MANO, ED IL DITO

Mantenga il dito giù sopra il cerchio sulla scheda dell'accumulazione di sangue (“Blood Collection Card”) ma NON tocca il cerchio. Massaggi delicatamente il braccio, iniziando al gomito e continuando giù al polso e giù alla base del dito per produrre il sangue. NON comprima soltanto il dito come questo ostruisce il flusso di sangue.

7. RACCOLGA IL SANGUE SULLA SCHEDA DI SANGUE

Quando è formata una goccia pendente di sangue che sia grande e piena, permetta che il sangue sgoccioli nei cerchi o attentamente tocca l'interno del cerchio con la goccia soltanto (non il dito). Continui applicando le gocce di sangue sulle zone aperte del cerchio fino a coprirle completamente. Dopo avere riempito i cerchi completamente, pulisca il dito con la spolverata di alcool e metta la fascetta adesiva sul dito.

FALLIMENTO DI RIEMPIRE I CERCHI COMPLETAMENTE PROVOCHERÀ UN CAMPIONE INSUFFICIENTE PER ESAMINARE.

8. ASCIUGHI LA MACCHIA DI SANGUE

Permetta che la scheda dell'accumulazione di sangue (“Blood Collection Card”) si asciughi in una zona pulita e asciutta per almeno 30 minuti. Non lasci che la scheda dell'accumulazione di sangue sia esposta a luce solare diretta o temperatura o umidità estrema.

Una volta che la scheda sia asciutta e e senza toccare la carta filtrante, inserisca la scheda nel sacchetto dell'accumulazione di sangue (“Blood Collection Pouch”). Per concludere, rimuova la carta protettiva per esporre la striscia adesiva e per sigillare il sacchetto.

9. COMPILA IL FORMULARIO DI AUTORIZZAZIONE DEL LABORATORIO

Per favore scelga il modo in cui vorrebbe ricevere i suoi risultati del test e poi firmi e dati il formulario.

Se no ha già pagato per i servizi del laboratorio, può fare così in linea a **www.tellmepinkorblue.com**. Ricordisi di controllare Standard (normale) o Express (espresso). Può pagare anche chiamando al a 1-866-WHAT-R-U i giorni della settimana 8:00 am – 5:00 pm PST Fine settimane 10:00 am - 4:00 pm PST. O può inserire la sua informazione della carta di credito sul formulario di autorizzazione del laboratorio (“Lab Authorization Form”) ed addebitiamo la sua carta di credito al ricevere il suo campione.

10. CONSERVI IL SUO CONTROLLO DI RECLAMO!

Con il suo formulario di autorizzazione del laboratorio (“Lab Authorization Form”) è un controllo di reclamo con DUE CODICI DIVERSI di ACCESSO. Strappi fuori e conservi questo formulario per le sue annotazioni. Può usare questi codici di accesso in linea per controllare il stato del suo ordine, o per scoprire i suoi risultati del test.

11. SPEDISCA IL SUO CAMPIONE DI SANGUE

Metta il formulario di autorizzazione del laboratorio (“Lab Authorization Form”) completato e il sacchetto dell'accumulazione di sangue (“Blood Collection Pouch”) sigillato nella busta di spedizione preindirizzata e prepagata. Cada fuori a qualunque casella postale di UPS o punto di raccolta o chiami al 1-800-PICKUPS per ordinare la raccolta.

Non esponga il campione di sangue alla temperatura calda, come per esempio dentro una finestra o il cruscotto della sua macchina. Ciò può causare la degradazione del campione.

LA PULIZIA

Le lancette e tutti i altri materiali usati possono essere disposti come rifiuti quotidiani di casa. Non riutilizzi le lancette. Sono destinate per essere usate soltanto una volta.

I SUOI RISULTATI DEL TEST

Esamineremo il suo test una volta che il campione di sangue sia ricevuto ed il pagamento sia confermato. Lei riceverà i risultati del test nel modo in cui ha specificato sul suo formulario di autorizzazione del laboratorio (“Lab Authorization Form”).

Tutti i materiali e prodotti forniti da Consumer Genetics, Inc. sono provveduti agli scopi informativi soltanto. Consulti un medico, o il fornitore di sanità per quanto riguarda tutte le domande che appartengono a la fertilità, la gravidanza, l'allattamento, la cura del bambino, ecc. Questo servizio non dovrebbe sostituire la chiamata della donna ad un medico durante la gravidanza per gli ultrasuoni ed altre prove riferite alla gravidanza.

Consumer Genetics, Inc. non sarà giudicato responsabile per alcuni danni causati come conseguenza dell'uso delle informazioni o dei prodotti contenuti qui. Facendo un acquisto da Consumer Genetics, Inc., accosente per liberare, indennizzare e salvaguardare tutti gli ufficiali ed impiegati da tutta la responsabilità per il suo uso di prodotti comprati. Consumer Genetics, Inc. non è responsabile per alcun'azione che potrebbe essere intrapresa dagli utenti di questo servizio.